

# VivaTeach

## Comment cela fonctionne-t-il ?

Nos spécialistes confocaux vous soutiennent dans les cas difficiles.

Vous deviendrez ainsi rapidement un expert.



**VivaLAN:**  
Operating system: Microsoft Windows Server Database: Microsoft SQL Server  
Storage: 20 TB (seamless capacity expansion recommended) ≈ 2 GB / patient Network connection: 1 Gigabit (dedicated)

**VivaTeach:**  
Internet connection: Upload > 5 Mbit/s  
Firewall: allow port 443

**VIVASCOPE**

VivaScope GmbH  
Stahlgruberring 5  
81829 Munich - Allemagne

Phone: +49 89 401 921 600  
Email: info@vivascope.com  
[www.vivascope.com](http://www.vivascope.com)

[Instagram](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#)

IN VIVO IMAGING

Technical specifications are subject to change without notice. Revision Level: 03/2023



## Solutions de connectivité

Pour une biopsie optique instantanée




[www.vivascope.com](http://www.vivascope.com)

# VIVASCOPE

## Améliorez votre flux de travail : Connexion. Pour vous. Pour tous.

Utilisez-vous différents systèmes d'imagerie et des sauvegardes compliquées ?  
Rendez-le efficace en intégrant l'ensemble de la chaîne d'imagerie dans votre cabinet  
ou votre clinique. **Gagnez du temps et améliorez le bien-être de vos patients.**



Vous en voulez plus ?  
Ouvrez les pages intérieures.

