

VivaTeach

Come funziona:

I nostri specialisti confocali vi supporteranno nei casi difficili.
In questo modo diventerai rapidamente un esperto.



VivaLAN:
Operating system: Microsoft Windows Server Database: Microsoft SQL Server
Storage: 20 TB (seamless capacity expansion recommended) \approx 2 GB / patient Network connection: 1 Gigabit (dedicated)

VivaTeach:
Internet connection: Upload > 5 Mbit/s
Firewall: allow port 443

VivaScope

Technical specifications are subject to change without notice. Revision Level: 03/2023

VivaScope GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Monaco · Germania

Telefono: +49 89 401 921 600
Email: info@vivascope.com
www.vivascope.com

[IN VIVO IMAGING](https://www.vivascope.com)


VIVA SCOPE

IN VIVO IMAGING

www.vivascope.com

Soluzioni di connettività

Per la biopsia ottica istantanea



Migliora il tuo flusso di lavoro:
Comessione. Parte. Per tutti.

Utilizza i sistemi di imaging e backup compiuti.
Rendi efficiente integrando l'intera catena di imaging nel tuo studio o clinica.

Risparmia tempo fornisci a giorni le sistemi di paziente.



Il tuo posto di lavoro



Possibili interfacce di comunicazione con il sistema di gestione dei pazienti esistente:

✓ GDT ✓ HL7

Il tuo VivaScope

VivaLAN

La soluzione di rete VivaLAN™ è ciò che stai cercando: un sistema scalabile in cui tutti i dati di imaging vengono gestiti e archiviati centralmente nel tuo ambiente. Un'unica interfaccia software che consente di visualizzare immagini cliniche, dermatoscopiche e confocali su ogni computer connesso alla rete. Un sistema che ti aiuterà a creare un flusso di lavoro che ti fa risparmiare tempo prezioso e ti consente di lavorare in modo efficiente.

Vantaggi:

- ✓ Flusso di lavoro efficiente e gestione dei dati
- ✓ Un'interfaccia software uniforme per dermatoscopico clinico ed esame confocale incl. documentazione
- ✓ Riduzione dei costi grazie alla gestione semplificata dei dati

Il tuo VivaScope

VivaTeach

VivaTeach è un sistema di apprendimento e formazione per la trasferimento di conoscenze da esperti di dermatoscopia clinica e esame confocale. Consente di selezionare e scaricare immagini e commenti da un database centralizzato. I commenti sono inseriti direttamente nel software VivaScope e possono essere visualizzati su tutti i computer connessi alla rete.

Vantaggi:

- ✓ Supporto a spese di informazioni specialistiche cliniche
- ✓ Assistenza individuale per l'interpretazione delle immagini
- ✓ Risultati rapidi di rapida acquisizione di competenze confocali
- ✓ Implementazione immediata dell'acquisizione confocale

Com'è funzionato?
Vai a pagina 4.