


Comment cela fonctionne-t-il ? #UniquementAvecVivaScope

Rendez votre travail plus efficace en évitant les retards inutiles.
L'intégration du VivaScope dans votre réseau clinique vous fait gagner un temps précieux.



VivaScope GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Munich – Allemagne

Phone: +49 89 401 921 600
Email: info@vivascope.com
www.vivascope.com



Technical specifications are subject to change without notice. Revision Level: 03/2023

VivaLAN:
Operating system: Microsoft Windows Server
Database: Microsoft SQL Server
Storage: 20 TB (seamless capacity expansion recommended) ≈ 30 GB / patient
Network connection: 1 Gigabit (dedicated)

VivaNet:
Network connection: upload: > 100 Mbit/s
Firewall: allow ports 443, 80 and 9987

EX VIVO IMAGING


VIVASCOPE

Solutions de connectivité

Pour une pathologie digitale instantanée



www.vivascope.com



En savoir plus.

Ouvrez les pages intérieures.


Une fois connecté(e),
vous avez **ce qu'il faut**
pour le déroulement **de**
travail en 5 minutes



Votre **hospital**

Connectez le VivaScope à vos systèmes PACS et HIS locaux pour l'intégrer à votre routine clinique. Utilisez DICOM pour planifier et documenter efficacement l'imagerie et le diagnostic.

- ✓ HL7 (récupération de la liste de travail)
- ✓ DICOM/PACS




Viva**LAN**

Utilisez la solution de réseau VivaLAN pour éviter un manque de mémoire et fournir un accès à plusieurs ordinateurs connectés. Renforcez vos données en centralisant votre mémoire et base de données pour ainsi faciliter les sauvegardes du système.

- ✓ Solution de stockage évolutive
- ✓ Gestion efficace des déroulements de travail et des données
 - ✓ Réduction des coûts grâce à une gestion simplifiée des données
- ✓ Sécurité grâce à des sauvegardes de système régulières

Votre VivaScope



Viva**Net**

Connectez votre pathologiste à votre salle d'opération. Via VivaNet®, notre outil de télémedecine sécurisé, les images peuvent être évaluées immédiatement après la procédure de balayage. L'évaluation du pathologiste peut avoir une influence directe sur l'opération en cours, quelle que soit la distance. Le transport des échantillons ne fait pas perdre de temps.

- ✓ Accès direct aux images indépendamment de la distance
- ✓ Les images peuvent être évaluées sans délai

Nous vous connectons.
Pour votre flux de travail de 5 minutes.
Tourner la page